



TRAITEMENT LASER

Hunnerse la lésion peut être traitée avec un laser dans la salle d'opération .
Pour cette première manche. Vessie réflexion
Cela provoque le urologue à l'aide d' un tube d'observation creux mince avec une caméra
(cystoscope) .



Les lésions Hunnerse sont facilement reconnaissables .
Ces anomalies sont souvent en forme d'étoile et rouge avec un aperçu clair des vaisseaux sanguins .
Au milieu est souvent vu . Un ulcère (plaie)
Toucher cet écart indique une réaction de douleur sévère.

Sur les photos ci-dessous vous pouvez voir la lésion Hunnerse et le laser .
La lumière rouge est un projecteur qui indique l'endroit où le laser va avoir son effet .
Après lasering la vessie colle toison blanche . Tours



Au cours de la mise en miroir de la vessie est une " fibre laser " , un mince fil avec une pointe de contact ,
jusqu'à ce que vient de présenter dans la plaie . L'énergie du laser pulvérise la couche superficielle de ce
type.

La couche musculaire ci-dessous n'est pas affectée.

La procédure est rapide et a peu d'effets secondaires ou de complications .

Presque immédiatement après le traitement au laser , la douleur a complètement disparu .

Implique souvent le tuyau d' effet . Avec les lavages de la vessie est utilisée pour essayer de régler . De la
formation d'un nouveau type aussi longtemps que possible

Le traitement au laser a lieu au cours d'une affaire de jours .

Il n'est pas nécessaire de laisser .. après l'opération, d'un cathéter dans la vessie,